

KERN 324-03

KERN

Conjunto de pesos, F1, 1 g - 100 g, Botão, aço inox polido (OIML), numa caixa de madeira



Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envio	0,9 kg

Casos opcionais

Estojo - madeira Número do artigo 313-030-100

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	324

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 100 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Dimensões (L×P×A)	152×152×66 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox polido (OIML)
Número de pesos	9
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-416
Número do artigo para calibração DAkkS	962-416
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-416

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	152×152×66 mm
Peso líquido	0,9 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,90 kg