

# KERN 324-036

**KERN**

Jeu de poids, F1, 1 g - 100 g, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium



Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,65 kg
Poids brut env.	0,90 kg
Poids d'expédition	0,9 kg

Étuis optionnels	
Étui - Référence aluminium	314-030-600

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	324

## Système de mesure

Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - valeur nominale	1 g - 100 g
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	F1

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	165×125×75 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-416
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-416
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-416

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	165×125×75 mm
Poids net	0,65 kg