

KERN 324-036

KERN

Conjunto de pesos, F1, 1 g - 100 g, Botão, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio



Peso líquido aprox. 0,65 kg

Peso bruto aprox. 0,90 kg

Peso de envio 0,9 kg

Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 314-030-600

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	324

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - valor nominal	1 g - 100 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Dimensões (L×P×A)	165×125×75 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox polido (OIML)
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-416
Número do artigo para calibração DAkkS	962-416
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-416

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×125×75 mm
Peso líquido	0,65 kg
Método de envio	Serviço de encomendas