

Brochure del prodotto

07.08.2026

# KERN 324-04

Kit di pesi, F1, 1 g - 200 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno


ITALIANO



## CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



## PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



## ACCESSORI

| Modello     | Descrizione                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-040-100 | Astuccio per peso in legno 313-040-100 (per valori nominali 1 mg - 200 g   per classi E1+E2   per formato Bottone/compact) |

## SERVIZI

| Modello  | Descrizione                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 920-712  | Marchatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-712   |
| 921-417  | Scostamento positivo garantito ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-417 |
| 962-417  | Certificato di calibrazione DAkkS 962-417                    |
| 962-417R | Ricalibrazione DAkkS 962-417R                                |

## Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi