

# KERN 324-04

**KERN**

Gewichtssatz, F1, 1 g - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Nettogewicht ca.	1,4 kg
Bruttogewicht ca.	1,4 kg
Versandgewicht	1,29 kg

## Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer	313-040-100
---------------------------	-------------

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	324

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	152×152×66 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	11
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-417
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-417
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-417

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	152×152×66 mm
Nettogewicht	1,29 kg
Versandart	Paketdienst