

KERN 324-046

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 g - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Versandgewicht 1,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 314-040-600

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761223882

Warennummer (Zolltarifnummer) 84239090

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	324

Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 200 g
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	190×130×80 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Art der Justierung	Justierkammer - verschraubt

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-417
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-417

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×130×80 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg