

# KERN 324-046

**KERN**

Conjunto de pesos, F1, 1 g - 200 g, Botão, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio



Peso líquido aprox. 0,90 kg

Peso bruto aprox. 1,2 kg

Peso de envio 1,1 kg

## Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 314-040-600

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	324

## Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - valor nominal	1 g - 200 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	F1

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	190×130×80 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox polido (OIML)
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-417
Número do artigo para calibração DAkkS	962-417
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-417

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	190×130×80 mm
Peso líquido	0,9 kg
Método de envio	Serviço de encomendas