

Productbrochure

07.08.2026

KERN 324-05

Gewichtenset, F1, 1 g - 500 g, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-050-100	Houten gewichtsetui 313-050-100 (voor nominale waarden 1 mg - 500 g voor klassen E1+E2+F1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-713	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-713
921-418	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-418
962-418	DAkS Kalibratiecertificaat 962-418
962-418R	DAkS-rekalibratie 962-418R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen