

KERN 324-056

KERN

Jeu de poids, F1, 1 g - 500 g, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,6 kg
Poids brut env.	2,0 kg
Poids d'expédition	2 kg

Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium	314-050-600
----------------------------	-------------

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	324

Système de mesure

Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - valeur nominale	1 g - 500 g
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	F1

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	210×140×98 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli (OIML)
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-418
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-418
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-418

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	210×140×98 mm
Poids net	1,6 kg