

KERN 324-056

KERN

Jeu de poids, F1, 1 g - 500 g, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium



Poids d'expédition 2 kg

Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 314-050-600

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761223875

Numéro de marchandise 84239090

Classification REACH pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	324

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 g - 500 g
Poids de contrôle OIML classe	F1
OIML-conforme	✓

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	210×140×98 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Type d'ajustage	Chambre d'ajustage - vissé

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkks	962-418
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-418

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	210×140×98 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,6 kg
Poids brut env.	2,0 kg