

Brochure produit

07.08.2026

KERN 324-064

Jeu de poids, F1, 1 g - 1 kg, Bouton, inox poli, dans un étui en plastique

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
313-082-400	Valise en plastique 313-082-400 (pour les valeurs nominales bis 5 kg pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-714	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-714,
921-419	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-419
962-419	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-419
962-419R	Réétalonnage DAkkS 962-419R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables