

Brochure produit

08.08.2026

# KERN 324-066

Jeu de poids, F1, 1 g - 1 kg, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium


FRANÇAIS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

| Modèle      | Description                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 314-060-600 | Étui de poid en aluminium 314-060-600 (pour les valeurs nominales 1 g - 1 kg   pour les classes E1 - M2   pour la forme de poids Bouton/compact) |

SERVICES

| Modèle   | Description                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 920-714  | Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-714,        |
| 921-418  | Écart positif garanti ( $> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-418 |
| 962-418  | Certificat d'étalonnage DAkkS 962-418                                |
| 962-419R | Réétalonnage DAkkS 962-419R                                          |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables