

Brochura do produto

08.08.2026

# KERN 324-066

Conjunto de pesos, F1, 1 g - 1 kg, Botão, aço inox polido, em caixa de alumínio

PORTUGUÊS



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



**PICTOGRAMAS**

De série

Opção



**ACESSÓRIOS**

| Modelo      | Descrição                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 314-060-600 | Caixa de peso em alumínio 314-060-600 (para valores nominais 1 g - 1 kg   para classes E1 - M2   para forma de construção Botão/compacto) |

**SERVIÇOS**

| Modelo   | Descrição                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 920-714  | Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-714 |
| 921-418  | Desvio Plus garantido ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-418        |
| 962-418  | Certificado de calibração DAKKS 962-418                    |
| 962-419R | Recalibração DAKKS 962-419R                                |

## Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis