

KERN 324-066

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 g - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,6 kg
Versandgewicht	3,5 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer	314-060-600
--------------------------------	-------------

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	324

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	230×140×110 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-418
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-418
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-418

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×140×110 mm
Nettogewicht	2,7 kg
Versandart	Paketdienst