

KERN 324-066

KERN

Conjunto de pesos, F1, 1 g - 1 kg, Botão, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio



Peso líquido aprox. 2,8 kg

Peso bruto aprox. 3,6 kg

Peso de envio 3,5 kg

Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 314-060-600

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	324

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - valor nominal	1 g - 1 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Dimensões (L×P×A)	230×140×110 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox polido (OIML)
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-418
Número do artigo para calibração DAkkS	962-418
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-418

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×140×110 mm
Peso líquido	2,7 kg
Método de envio	Serviço de encomendas