

Brochure produit

07.08.2026

KERN 324-09

Jeu de poids, F1, 1 g - 10 kg, Bouton, inox poli, dans une caisse en bois


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
3 13-090-100	Étui de poids en bois 3 13-090-100 (pour les valeurs nominales 1 mg - 10 kg pour les classes E1+E2+F1 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-717	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-717,
921-422	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-422
962-422	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-422
962-422R	Réétalonnage DAkkS 962-422R

Aperçu des pictogrammes KERN



Expédition de palettes : le délai de préparation interne du produit est de deux jours



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables