

Productbrochure

07.08.2026

# KERN 324-09

Gewichtenset, F1, 1 g - 10 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist

NEDERLANDS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



## PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



## ACCESSOIRES

| Model       | Beschrijving                                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-090-100 | Houten gewichtsetui 313-090-100 (voor nominale waarden 1 mg - 10 kg   voor klassen E1+E2+F1   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig) |

## DIENSTEN

| Model    | Beschrijving                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 920-717  | Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-717 |
| 921-422  | Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-422      |
| 962-422  | DAkKS Kalibratiecertificaat 962-422                          |
| 962-422R | DAkKS-rekalibratie 962-422R                                  |

## KERN Overzicht pictogrammen



Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen