

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 324-096

Kit di pesi, F1, 1 g - 10 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
314-090-600	Astuccio per peso in alluminio 314-090-600 (per valori nominali 1 g - 10 kg per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-717	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-717
921-422	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-422
962-422	Certificato di calibrazione DAkkS 962-422
962-422R	Ricalibrazione DAkkS 962-422R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi