

# KERN 324-096

# KERN

Gewichtssatz, F1, 1 g - 10 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Versandgewicht 28 kg

## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 314-090-600

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761223837

Warennummer (Zolltarifnummer) 84239090

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	324

## Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 10 kg
OIML-konform	✓

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	610×260×235 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Art der Justierung	Justierkammer - verschraubt

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-422
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-422

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	610×260×235 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	24 kg
Bruttogewicht ca.	28 kg