

KERN 324-096

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 g - 10 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Nettogewicht ca. 24 kg

Bruttogewicht ca. 28 kg

Versandgewicht 28 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 314-090-600

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	324

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 10 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	610×260×235 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-422
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-422
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-422

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	610×260×235 mm
Nettogewicht	23,9 kg
Versandart	Paketdienst