

KERN 324-096

KERN

Juego de pesas, F1, 1 g - 10 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio



Dimensiones del embalaje (A×P×A) 610×260×235 mm

Peso neto 23,9 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 24 kg

Peso bruto aprox. 28 kg

Peso de envío 28 kg

Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo 314-090-600

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	324

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	1 g - 10 kg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	610×260×235 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	acero inoxidable pulido (OIML)
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-422
Número de artículo para calibración DAkkS	962-422
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-422

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----