

KERN 324-096

KERN

Jeu de poids, F1, 1 g - 10 kg, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium



Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	24 kg
Poids brut env.	28 kg
Poids d'expédition	28 kg

Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium	314-090-600
----------------------------	-------------

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	324

Système de mesure

Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - valeur nominale	1 g - 10 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	F1

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	610×260×235 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-422
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-422
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-422

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	610×260×235 mm
Poids net	23,9 kg