

KERN 324-096

KERN

Conjunto de pesos, F1, 1 g - 10 kg, Botão, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio



Peso líquido aprox. 24 kg

Peso bruto aprox. 28 kg

Peso de envio 28 kg

Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 314-090-600

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	324

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - valor nominal	1 g - 10 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Dimensões (L×P×A)	610×260×235 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox polido (OIML)
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-422
Número do artigo para calibração DAkkS	962-422
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-422

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	610×260×235 mm
Peso líquido	23,9 kg
Método de envio	Serviço de encomendas