

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 325-026

Juego de pesas, F1, 1 mg - 50 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio


ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

Estándar

Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
313-020-600	Estuche para pesa de aluminio 313-020-600 (para valores nominales 1 mg - 50 g para clases E1 - M1 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-702	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-702
921-401	Divergencia positiva garantizada ($> +1/3$ OIML) KERN 921-401
962-401	Certificado de calibración DAKKS 962-401
962-401R	Recalibración DAKKS 962-401R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables