

Brochure produit

08.08.2026

KERN 325-026

Jeu de poids, F1, 1 mg - 50 g, Forme Eco, inox poli, dans un boîtier en aluminium


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Les poids en milligrammes contenus dans ce jeu de poids (composition 1 mg - 500 mg) se trouvent dans un étui en plastique séparé

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
313-020-600	Étui de poid en aluminium 313-020-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 50 g pour les classes E1 - M1 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-702	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-702,
921-401	Écart positif garanti (> +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-401
962-401	Certificat d'étalonnage DAKKS 962-401
962-401R	Réétalonnage DAKKS 962-401R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables