

KERN 325-026

KERN

Juego de pesas, F1, 1 mg - 50 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio



Peso de envío 0,8 kg

Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo 313-020-600

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto | OIML F1 |
| Familia de productos | 325 |

Sistema de medición

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Peso de control - valor nominal | 1 mg - 50 g |
| OIML-conforme | ✓ |
| Peso de control OIML clase | F1 |

Diseño

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Dimensiones (A×P×A) | 165×120×75 mm |
| Forma constructiva pesa | Eco-forma |
| Material | acero inoxidable pulido (OIML) |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de aluminio |

Servicios

| | |
|--|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-401 |
| Número de artículo para divergencia positiva garantizada | 921-401 |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 165×120×75 mm |
| Peso neto | 0,54 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,55 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,80 kg |