

Productbrochure

08.08.2026

# KERN 325-036

Gewichtenset, F1, 1 mg - 100 g, Eco-formulier, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing

NEDERLANDS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

| Model       | Beschrijving                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-030-600 | Aluminium gewichtsetui 313-030-600 (voor nominale waarden 1 mg - 100 g   voor klassen E1 - M1   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig) |

DIENSTEN

| Model    | Beschrijving                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 920-703  | Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-703 |
| 921-402  | Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-402      |
| 962-402  | DAkKS Kalibratiecertificaat 962-402                          |
| 962-402R | DAkKS-rekalibratie 962-402R                                  |

## KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen