

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 325-042

Conjunto de pesos, F1, 1 mg - 200 g, Forma ecológica, aço inox polido, numa caixa de madeira


PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
313-040-100	Caixa de peso de madeira 313-040-100 (para valores nominais 1 mg - 200 g para classes E1+E2 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-704	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-704
921-403	Desvio Plus garantido ($> +1/3$ OIML) KERN 921-403
962-403	Certificado de calibração DAkkS 962-403
962-403R	Recalibração DAkkS 962-403R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis