

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 325-046

Juego de pesas, F1, 1 mg - 200 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio


ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

Estándar

Opción

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
313-040-600	Estuche para pesa de aluminio 313-040-600 (para valores nominales 1 mg - 200 g para clases E1 - M1 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-704	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-704
921-403	Divergencia positiva garantizada (> +1/3 OIML) KERN 921-403
962-403	Certificado de calibración DAkkS 962-403
962-403R	Recalibración DAkkS 962-403R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables