

Brochure produit

08.08.2026

# KERN 325-046

Jeu de poids, F1, 1 mg - 200 g, Forme Eco, inox poli, dans un boîtier en aluminium


FRANÇAIS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Les poids en milligrammes contenus dans ce jeu de poids (composition 1 mg - 500 mg) se trouvent dans un étui en plastique séparé

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

| Modèle      | Description                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-040-600 | Étui de poid en aluminium 313-040-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 200 g   pour les classes E1 - M1   pour la forme de poids Bouton/compact) |

SERVICES

| Modèle   | Description                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 920-704  | Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-704,     |
| 921-403  | Écart positif garanti (> +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-403 |
| 962-403  | Certificat d'étalonnage DAkkS 962-403                             |
| 962-403R | Réétalonnage DAkkS 962-403R                                       |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables