

Brochure produit

08.08.2026

KERN 325-052

Jeu de poids, F1, 1 mg - 500 g, Forme Eco, inox poli, dans une caisse en bois


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Les poids en milligrammes contenus dans ce jeu de poids (composition 1 mg - 500 mg) se trouvent dans un étui en plastique séparé

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
313-050-100	Étui de poids en bois 313-050-100 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 g pour les classes E1+E2+F1 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-705	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-705,
921-404	Écart positif garanti (> +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-404
962-404	Certificat d'étalonnage DAKKS 962-404
962-404R	Réétalonnage DAKKS 962-404R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables