

Brochure produit

08.08.2026

KERN 325-054

Jeu de poids, F1, 1 mg - 500 g, Forme Eco, inox poli, dans un étui en plastique


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Les poids en milligrammes contenus dans ce jeu de poids (composition 1 mg - 500 mg) se trouvent dans un étui en plastique séparé

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
313-052-400	Valise en plastique 313-052-400 (pour les valeurs nominales bis 500 g pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-705	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-705,
921-404	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-404
962-404	Certificat d'étalonnage DAkKS 962-404
962-404R	Réétalonnage DAkKS 962-404R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables