

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 325-054

Conjunto de pesos, F1, 1 mg - 500 g, Forma ecológica, aço inox polido, num estojo plástico


PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
313-052-400	Maleta em plástico 313-052-400 (para valores nominais bis 500 g para classes E1 - M3 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-705	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-705
921-404	Desvio Plus garantido ($> +1/3$ OIML) KERN 921-404
962-404	Certificado de calibração DAkkS 962-404
962-404R	Recalibração DAkkS 962-404R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis