

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 325-064

Kit di pesi, F1, 1 mg - 1 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato, in una custodia di plastica


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-082-400	Valigetta di plastica 313-082-400 (per valori nominali bis 5 kg per classi E1 - M3 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-706	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-706
921-405	Scostamento positivo garantito ($> +1/3$ OIML) KERN 921-405
962-405	Certificato di calibrazione DAkkS 962-405
962-405R	Ricalibrazione DAkkS 962-405R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi