

KERN 325-064

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 1 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer



Kategorie

| | |
|------------------|--------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe | OIML F1 |
| Produktfamilie | 325 |

Messsystem

| | |
|------------------------|-------------|
| Gewicht OIML-Klasse | F1 |
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 mg - 1 kg |
| OIML-konform | ✓ |

Bauform

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 350×320×180 mm |
| Bauform Gewicht | Eco-Form |
| Material | Edelstahl poliert |
| Etui des Gewichtssatzes | im Kunststoffkoffer |

Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 962-405 |
| Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung | 921-405 |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 350×320×180 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 3,8 kg |
| Bruttogewicht ca. | 3,8 kg |
| Versandgewicht | 4 kg |

Optionale Etuis

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Etui - Kunststoff Artikelnummer | 313-082-400 |
|---------------------------------|-------------|

Produktinformationen

| | |
|-------------------------------|--|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761224025 |
| Warennummer (Zolltarifnummer) | 84239090 |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

