

Brochure produit

08.08.2026

KERN 325-066

Jeu de poids, F1, 1 mg - 1 kg, Forme Eco, inox poli, dans un boîtier en aluminium


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Les poids en milligrammes contenus dans ce jeu de poids (composition 1 mg - 500 mg) se trouvent dans un étui en plastique séparé

PICTOGRAMMES

De série



Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
313-060-600	Étui de poid en aluminium 313-060-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 1 kg pour les classes E1 - M1 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-706	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-706,
921-405	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-405
962-405	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-405
962-405R	Réétalonnage DAkkS 962-405R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables