

Productbrochure

08.08.2026

KERN 325-074

Gewichtenset, F1, 1 mg - 2 kg, Eco-formulier, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-082-400	Kunststof koffer 313-082-400 (voor nominale waarden bis 5 kg voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-707	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-707
921-406	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-406
962-406	DAkkS Kalibratiecertificaat 962-406
962-406R	DAkkS-rekalibratie 962-406R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen