

Brochure produit

08.08.2026

KERN 325-076

Jeu de poids, F1, 1 mg - 2 kg, Forme Eco, inox poli, dans un boîtier en aluminium


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Les poids en milligrammes contenus dans ce jeu de poids (composition 1 mg - 500 mg) se trouvent dans un étui en plastique séparé

PICTOGRAMMES

De série



Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
313-070-600	Étui de poid en aluminium 313-070-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 2 kg pour les classes E1 - M1 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-707	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-707,
921-406	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-406
962-406	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-406
962-406R	Réétalonnage DAkkS 962-406R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables