

Brochure produit

08.08.2026

KERN 325-086

Jeu de poids, F1, 1 mg - 5 kg, Forme Eco, inox poli, dans un boîtier en aluminium

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Les poids en milligrammes contenus dans ce jeu de poids (composition 1 mg - 500 mg) se trouvent dans un étui en plastique séparé

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
313-080-600	Étui de poid en aluminium 313-080-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 5 kg pour les classes E1 - M1 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-708	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-708,
921-407	Écart positif garanti (> +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-407
962-407	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-407
962-407R	Réétalonnage DAkkS 962-407R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables