

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 325-086

Conjunto de pesos, F1, 1 mg - 5 kg, Forma ecológica, aço inox polido, em caixa de alumínio


PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
313-080-600	Caixa de peso em alumínio 313-080-600 (para valores nominais 1 mg - 5 kg para classes E1 - M1 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-708	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-708
921-407	Desvio Plus garantido ($> +1/3$ OIML) KERN 921-407
962-407	Certificado de calibração DAkkS 962-407
962-407R	Recalibração DAkkS 962-407R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis