

Brochura do produto

08.08.2026

# KERN 325-096

Conjunto de pesos, F1, 1 mg - 10 kg, Forma ecológica, aço inox polido, em caixa de alumínio


PORTUGUÊS



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



## CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

## PICTOGRAMAS

De série

Opção



## ACESSÓRIOS

| Modelo      | Descrição                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-090-600 | Caixa de peso em alumínio 313-090-600 (para valores nominais 1 mg - 10 kg   para classes E1 - M1   para forma de construção Botão/compacto) |

## SERVIÇOS

| Modelo   | Descrição                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 920-709  | Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-709 |
| 921-408  | Desvio Plus garantido ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-408        |
| 962-408  | Certificado de calibração DAKKS 962-408                    |
| 962-408R | Recalibração DAKKS 962-408R                                |

## Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis