

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 326-024

Juego de pesas, F1, 1 g - 50 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido, en un estuche de plástico


ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

Estándar

Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
313-052-400	Estuche de plástico 313-052-400 (para valores nominales bis 500 g para clases E1 - M3 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-710	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-710
921-415	Divergencia positiva garantizada ($> +1/3$ OIML) KERN 921-415
962-415	Certificado de calibración DAkkS 962-415
962-415R	Recalibración DAkkS 962-415R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables