

Productbrochure

08.08.2026

KERN 326-024

Gewichtenset, F1, 1 g - 50 g, Eco-formulier, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-052-400	Kunststof koffer 313-052-400 (voor nominale waarden bis 500 g voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENTSTEN

Model	Beschrijving
920-710	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-710
921-415	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-415
962-415	DAkkS Kalibratiecertificaat 962-415
962-415R	DAkkS-rekalibratie 962-415R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen