

Brochure produit

08.08.2026

KERN 326-026

Jeu de poids, F1, 1 g - 50 g, Forme Eco, inox poli, dans un boîtier en aluminium


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
314-020-600	Étui de poid en aluminium 314-020-600 (pour les valeurs nominales 1 g - 50 g pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-710	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-710,
921-415	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-415
962-415	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-415
962-415R	Réétalonnage DAkkS 962-415R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables