

Productbrochure

08.08.2026

KERN 326-036

Gewichtenset, F1, 1 g - 100 g, Eco-formulier, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
314-030-600	Aluminium gewichtsetui 314-030-600 (voor nominale waarden 1 g - 100 g voor klassen E1 - M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENTSTEN

Model	Beschrijving
920-711	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-711
921-416	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-416
962-416	DAkkS Kalibratiecertificaat 962-416
962-416R	DAkkS-rekalibratie 962-416R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen