

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 326-036

Conjunto de pesos, F1, 1 g - 100 g, Forma ecológica, aço inox polido, em caixa de alumínio

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
314-030-600	Caixa de peso em alumínio 314-030-600 (para valores nominais 1 g - 100 g para classes E1 - M2 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-711	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-711
921-416	Desvio Plus garantido ($> +1/3$ OIML) KERN 921-416
962-416	Certificado de calibração DAKKS 962-416
962-416R	Recalibração DAKKS 962-416R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis