

Folleto del producto

08.08.2026

## KERN 326-044

Juego de pesas, F1, 1 g - 200 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido, en un estuche de plástico


ESPAÑOL



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



PICTOGRAMAS

Estándar

Opción

ACCESORIOS

| Modelo      | Descripción                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-052-400 | Estuche de plástico 313-052-400 (para valores nominales bis 500 g   para clases E1 - M3   para forma constructiva Botón/compacto) |

SERVICIOS

| Modelo   | Descripción                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 920-712  | Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-712  |
| 921-417  | Divergencia positiva garantizada (> +1/3 OIML) KERN 921-417 |
| 962-417  | Certificado de calibración DAkkS 962-417                    |
| 962-417R | Recalibración DAkkS 962-417R                                |

## Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables