

Productbrochure

08.08.2026

# KERN 326-044

Gewichtenset, F1, 1 g - 200 g, Eco-formulier, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer


NEDERLANDS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



## PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



## ACCESSOIRES

| Model       | Beschrijving                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-052-400 | Kunststof koffer 313-052-400 (voor nominale waarden bis 500 g   voor klassen E1 - M3   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig) |

## DIENTEN

| Model    | Beschrijving                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 920-712  | Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-712 |
| 921-417  | Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-417      |
| 962-417  | DAkkS Kalibratiecertificaat 962-417                          |
| 962-417R | DAkkS-rekalibratie 962-417R                                  |

## KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen