

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 326-044

Conjunto de pesos, F1, 1 g - 200 g, Forma ecológica, aço inox polido, num estojo plástico

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
313-052-400	Maleta em plástico 313-052-400 (para valores nominais bis 500 g para classes E1 - M3 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-712	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-712
921-417	Desvio Plus garantido ($> +1/3$ OIML) KERN 921-417
962-417	Certificado de calibração DAKKS 962-417
962-417R	Recalibração DAKKS 962-417R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis