

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 326-046

Juego de pesas, F1, 1 g - 200 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio


ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

Estándar

Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
314-040-600	Estuche para pesa de aluminio 314-040-600 (para valores nominales 1 g - 200 g para clases E1 - M2 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-712	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-712
921-417	Divergencia positiva garantizada ($> +1/3$ OIML) KERN 921-417
962-417	Certificado de calibración DAkkS 962-417
962-417R	Recalibración DAkkS 962-417R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables